

1510520 - WelchAllyn support de bureau pour tensiomètre ProBP 3400 modèle à main - 1 pc



Déscription

Obtenez des lectures de la pression artérielle plus sûres et plus facilement grâce à cette mise à niveau numérique pratique, un choix intelligent pour les cliniciens dans n'importe quel cadre. La technologie SureBP™ NIBP, lit la pression artérielle au fur et à mesure que le brassard se gonfle en environ 15 secondes de manière rapide et confortable pour faciliter la compression lorsque les lectures prennent plus de temps. Le ProBP 3400 est un appareil de mesure de la pression artérielle qui fonctionne sur un large éventail de patients, avec des brassards de TA de taille enfant à adulte.

Spécifications

Marque

WelchAllyn

Compatible avec

Obtenez des lectures de la pression artérielle plus sûres et plus facilement grâce à cette mise à niveau numérique pratique, un choix intelligent pour les cliniciens dans n'importe quel cadre. **La technologie SureBP™ NIBP**, lit la pression artérielle au fur et à mesure que le brassard se gonfle en environ 15 secondes de manière rapide et confortable pour faciliter la compression lorsque les lectures prennent plus de temps. Le **ProBP 3400** est un appareil de mesure de la pression artérielle qui fonctionne sur un large éventail de patients, avec des brassards de TA de taille enfant à adulte.

sku

1510520

Réglementation Européenne

MDD - 93/42/EEC - Classe IIa

Type d'emballage

Pièce