

## 1526861 - spray electrodes 250 ml - 1 pc



### Déscription

Le spray pour électrode Signa est idéal pour toutes les électrodes d'aspiration. Non bouché, bonne conductivité et hypoallergénique. Bouteille d'une capacité de 250 ml.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Strässle
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>EKG catégorie</b>	Gel & spray ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce