

**1610057 - VICRYL® fil de suture 3/0 - 19 mm - 75 cm - JV423 - 36 pcs**



## Déscription

La fil suture VICRYL® enduite est une suture chirurgicale stérile résorbable synthétique, composée d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

### Avantages

- Multifilament
- Synthétique

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>SKU leverancier</b>	JV423
<b>Composition</b>	Suture: Copolymère de 90% glycolide et 10% L-lactide
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Résorbable</b>	Oui
<b>Longueur du fil</b>	75 cm
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1610057
<b>Longueur aiguille</b>	19 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>épaisseur du fil</b>	3/0