

1552101 - EMS Ondes de choc Swiss DolorClast - Smart 20 Hz



Déscription

La référence en thérapie par ondes de choc radiales

Avec plus de 20 ans d'expertise technologique d'**Electro Medical Systems (EMS)**, cet appareil combine des résultats puissants et cliniquement prouvés avec un design convivial et un entretien minimal.

Caractéristiques principales

- **Poignée Evo Blue® (brevetée)**
- Assure une densité d'énergie constante grâce au kit piston **Smart Lock®** innovant avec un système de valve unique.
- **Pas de perte de pression**
La technologie avancée empêche toute perte de pression entre l'admission d'air et le contact cutané, garantissant une cavitation constante tout au long du traitement.
- **Consommation d'air optimisée**
Compresseur externe (max. 8 bar) fonctionnant à une pression constante de 4 bar – efficace, silencieux et avec une durée de vie prolongée.
- **Facile d'utilisation**
Équipé de 4 fréquences pré-réglées (4, 8, 12, 20 Hz), d'un indicateur visuel de pression et d'une tête à ressort pour une application contrôlée.
- **Entretien rapide**
Le kit piston **Smart Lock®** se remplace en moins d'une minute. L'entretien du compresseur ne prend que quelques minutes par trimestre.

Spécifications techniques

- **Technologie** : Ondes de choc pneumatiques radiales
- **Interface** : Commande tactile Touch'n Go avec indicateurs lumineux
- **Fréquence** : 4 – 20 Hz
- **Plage de pression** : 1,5 – 4 bar

- **Nombre d'impulsions** : 500 – 2 500 coups
- **Cavitation** : jusqu'à 4 cm de profondeur (selon réglages)
- **Puissance énergétique** :
 - Poignée Evo Blue® (incluse)* : jusqu'à 0,18 mJ/mm²
 - Poignée Power+ (optionnelle)* : 15 mm : jusqu'à 0,4 mJ/mm² - 15 mm focus : jusqu'à 0,55 mJ/mm²

Spécifications

Marque	EMS
sku	1552101
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce