

## 1010723 - 3M<sup>™</sup> Tegaderm<sup>™</sup> + pad - 5 x 7 cm - 1 x 50 pcs



## **Déscription**

**3M™** Tegaderm™+Pad est un pansement en mousse non-adhésif stérile tout-en-un pratique. C'est un film respirant qui a un bon équilibre entre la vapeur d'eau et l'oxygène, de sorte que le pansement est facile à appliquer. Nos serviettes sont étanches, ce qui permet de se doucher ou se baigner sans retirer le pansement, elles tiennent 4 jours même après contact avec l'eau. Le coussinet est collé à un pansement en film transparent plus grand et fin pour assurer un processus de cicatrisation normal avec moins de douleur et de traumatisme. La compresse non adhésive ne colle pas à la plaie.



## **Spécifications**

Marque	3M <sup>™</sup>
Composition	PU
Compresse	Oui
Perforé	Non
Sans latex	Oui
sku	1010723
Stérile	Oui
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	5 x 7 cm
Type d'emballage	Boîte