

1013847 - Lames de bistouri nr 20 - Non-stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le bistouri n° 12 est une petite lame pointue en forme de croissant aiguisée le long du bord intérieur de la courbe. Le n° 12 convient aux poignées 3, 3L, 3 diplômés, 5B, 7, 9, B3 et B3L.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Composition	Acier inoxydable
Stérile	Oui
sku	1013847
Normes	ISO 13485:2016
Numéro du bistouri	12
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte