

1625152 - Set BasiX3 avec PLI – Table de traitement électrique avec trou pour le visage - 70 cm - incl. rouleau de massage & siège en selle - couleur Fresh

Set BasiX3 - PLI
incl. massagerol & Tabouret FINN



Déscription

La **Basix 3 avec PLI** est une table de traitement électrique qui allie confort et facilité d'utilisation. Équipée d'un **interrupteur rotatif**, d'une **découpe pour le nez** et d'une largeur de travail de 70 cm, cette table est idéale pour la physiothérapie, le massage et la rééducation.

Ce set complet est livré avec :

- **Table de traitement Basix 3** (RAL9010, avec découpe pour le nez et interrupteur rotatif)
- **Rouleau de massage** (53 x 17 x 17 cm) pour un soutien supplémentaire
- **Siège selle Finn KMBZ361** avec levier simple et pied croisé en plastique stable

Caractéristiques :

- Réglage électrique de la hauteur (interrupteur rotatif)
- Finition de haute qualité dans une couleur fraîche
- Design ergonomique pour un confort optimal
- Adapté à une utilisation professionnelle intensive

Une solution complète et durable pour chaque espace de pratique.

Ce set est livré en standard dans la **gamme de couleurs Fresh**. Celle-ci comprend **34 couleurs**, librement choisissables sans supplément.

Voir l'image pour les échantillons de couleurs disponibles de la gamme Fresh. Si vous souhaitez une autre couleur que celles présentées sur les images, veuillez d'abord contacter votre représentant de confiance, s'il vous plaît.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 70 cm, L 200 cm
sku	1625152
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Temps de réglage de la hauteur	7.5 ms
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Contrôle de hauteur standard	Electrique commande manuelle
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	3-parties
Pli électrique	Qui
Poids maximal de l'adulte	200 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce