

1603581 - Wasty - collecteur de déchets - 2 roues à frein avec pédale - 70 L - 1 pc



Déscription

Wasty W70-2R est un collecteur de déchets avec une structure en acier inoxydable, équipé d'un bandeau de fermeture et une tablette, tous deux en polypropylène. Il a 2 roues pivotantes (Ø 80 mm) et une capacité de 70 - 120 L.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 585 cm, H 99.5 cm
sku	1603581
Roues	Oui
Profondeur du produit	485 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce