

## 1622527 - Ballon de ventilation enfants – PVC – usage unique – 550 ml – set avec masques tailles 2/3 + ballon réservoir O<sub>2</sub> 2500 ml



### Déscription

#### Ballon de réanimation Dahlhausen à usage unique – complet avec masque et valve de surpression

Le **ballon de réanimation Dahlhausen (bag valve mask)** pour les enfants est spécialement conçu pour un usage unique et permet une ventilation sécurisée et contrôlée grâce à la valve de surpression intégrée. Ce set de haute qualité est livré complet dans une trousse zippée pratique et réutilisable – idéal pour les situations d'urgence, les trousse de premiers secours et les interventions médicales professionnelles.

#### Contenu du set (enfants) :

- 1 masque taille 2
- 1 masque taille 3
- 1 réservoir d'oxygène
- 1 tube de raccordement à l'oxygène (200 cm)
- 1 ballon de réanimation manuel (ballon auto-remplisseur)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>sku</b>	1622527
<b>Réservoir d'oxygène</b>	2500 ml
<b>Groupe cible</b>	Enfants
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce