

1600275 - Matelas anti-chute pour à côté du lit - 180 x 60 x 5 cm - 1 pc



Déscription

Haute densité 25 kg et pourvu d'une housse en PU 210 respirant et lavable. Le matelas est pliable en 3 et pourvu d'un ruban/poignée et de cette manière facile à ranger.

Lorsque le tapis est plié, ce sont les dimensions suivantes: 60 x 60 x 15 cm.

Spécifications

Composition		Mousse ignifuge, revêtement: PU 210
sku		1600275
Couleur		Bleu
Poids maximal de l'adulte		100 kg
Réglementation Européenne		MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage		Pièce