

1576557 - COMPASS 540 - Chest Press/Rowing



Déscription

Entraînement de force pour les muscles de la poitrine et du dos avec un poids d'entraînement de 0 à 80 kg avec des incréments de 5 kg. L'appareil est doté d'un siège réglable en hauteur. Convient aux personnes pesant jusqu'à 250 kg.

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1576557
Modèle	Chest Press/Rowing
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce