

1561285 - Linido chaise de douche et de toilette heavy duty - 1 pc



Déscription

Le **fauteuil de douche Heavy Duty de Linido** est spécialement conçu pour les utilisateurs plus lourds jusqu'à **300 kg**. Grâce au **cadre renforcé**, à la **largeur d'assise supplémentaire (600 mm)** et aux matériaux robustes, ce fauteuil mobile offre une **sécurité, un confort et un soutien** optimaux lors de la douche ou de l'utilisation des toilettes.

Le fauteuil est équipé d'une **assise de toilette ouverte et douce**, d'un **dossier et repose-pieds ergonomiques recouverts de HT**, et d'**accoudoirs rabattables individuellement** avec verrouillage automatique. Le repose-pieds continu réglable en hauteur garantit un soutien supplémentaire des jambes.

Avec **quatre roulettes pivotantes (Ø125 mm)** avec double frein, le fauteuil est **facile à déplacer** et stable en utilisation. Convient pour une utilisation au-dessus des toilettes ou en position autonome avec un seau ou un pot.

Caractéristiques principales :

- Pour utilisateurs jusqu'à **300 kg**
- Cadre tubulaire renforcé et stable
- Assise large (600 mm) avec ouverture frontale
- Revêtement ergonomique HT (dossier et repose-pieds)
- Accoudoirs avec verrouillage automatique
- Repose-pieds réglable en hauteur
- Roues pivotantes durables avec freins
- Facile à nettoyer, adapté aux environnements humides

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 65 cm, H 104 cm, L 94 cm
SKU leverancier	LI2137.5211-02
sku	1561285
Produits similaires	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce