

1550568 - Molift RgoSling Mediumback tilband - avec boucles - M - 1 pc



Déscription

Conception ergonomique pour un levage confortable

- Modèle de base pour les utilisateurs avec contrôle principal
- Adapté à différents utilisateurs et situations de levage
- Confortable avec dossier et repose-jambes rembourrés

Pour les soins à domicile et les maisons de repos

Le harnais Molift RgoSling à dos moyen rembourré est un harnais de levage polyvalent qui convient à la plupart des utilisateurs de soins et des situations de levage dans les soins à domicile et en institution. Le harnais RgoSling à dos moyen rembourré offre un soutien au corps et donne à l'utilisateur une position légèrement inclinée convenant aux utilisateurs ayant une stabilité réduite du tronc et de la tête.

Spécifications

Marque	Molift
Composition	Polyester, mousse de polyéthylène
Appui-tête	Oui
sku	1550568
Fixation sangles	Boucles
Poids maximal de l'adulte	300 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	M
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Allround tilband