

## 1525311 - Electrode 3M™ Red Dot™ support sontara gel solide - diamètre 6 cm - 50 pcs



### Déscription

Électrodes de surveillance de style rond avec tissu doux pour la surveillance ECG ou avec support de bande Micropore™. Ces électrodes sont conçues pour les situations cliniques générales ou à long terme. Le support en ruban chirurgical Micropore™ et le support en tissu doux sont respirants, extensibles et conformables, et ils sont doux pour la peau pour un meilleur confort du patient. Le gel solide breveté pénètre rapidement dans la peau, permettant des tracés ininterrompus de haute qualité. La faible teneur en chlorure du gel minimise l'irritation de la peau pour un meilleur confort du patient.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Solventum
<b>Composition</b>	Chlorure d'argent sur lin
<b>sku</b>	1525311
<b>EKG catégorie</b>	Electrodes & accessoires ECG
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Sac