

## 1539435 - MaiMed®-porefix - 10 x 20 cm - stérile - 1 x 25 pcs



### Déscription

MaiMed® - porefix est un pansement non tissé avec adhésif polyacrylate hypoallergénique, adapté aux peaux sensibles. Le pansement doux est souple, sans latex et respirant. Grâce à son élasticité, il s'adapte à la forme du corps. Le pansement s'absorbe bien et n'adhère pas à la plaie.

Pour le pansement externe des blessures et des plaies post-opératoires. Il peut être retiré facilement et sans douleur après utilisation.

## Spécifications

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Marque                    | Maimed                                                        |
| Composition               | Non-tissé 100% polyester avec couche adhésive en polyacrylate |
| Compresse                 | Oui                                                           |
| Perforé                   | Non                                                           |
| Sans latex                | Oui                                                           |
| sku                       | 1539435                                                       |
| Stérile                   | Oui                                                           |
| Couleur                   | Blanc                                                         |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Is                                   |
| Taille                    | 10 x 20 cm                                                    |
| Type d'emballage          | Boîte                                                         |