

1560688 - COMPASS 600 - Chest Press/Rowing



Déscription

Entraînement de force pour la poitrine et le dos avec un poids d'entraînement de 0 à 84 kg avec des incréments de 1 kg. Il est possible de régler la hauteur du siège ainsi que la position de départ de l'appareil. Le dispositif peut être utilisé avec un ou deux bras. Convient aux personnes pesant jusqu'à 200 kg.

Spécifications

Marque	Proxomed
Produits similaires	Non
sku	1560688
Modèle	Chest Press/Rowing
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce