

1543290 - Instant Cold Pack - à usage unique - 15 x 21 cm - 10 pcs



Déscription

Compresse rapide et froide composée d'un sac intérieur rempli d'un liquide physiologique et d'un sac extérieur en plastique contenant une substance granulée. Le sac intérieur éclate en appliquant une légère pression. L'effet de refroidissement est activé en quelques secondes lorsque les deux substances de base sont mélangées. A usage unique.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Normes	ISO 13485:2016
sku	1543290
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	15 x 21 cm
Type d'emballage	Paquet
Type packs	Coldpack
Utilisation hot/cold packs	Jetable