

1540150 - Distributeur mural pour 3 boîtes de gants - 1 pc



Déscription

Support mural de haute qualité pour un rangement idéal et pratique des boîtes à gants et pour un retrait facile des gants. Peut contenir 3 boîtes.

Spécifications

Marque	Maimed
Dimensions du produit	L 24.6 cm, H 41 cm
Nombre de boîtes	3
Profondeur du produit	8.1 cm
Composition	Résine acrylique
Normes	ISO 13485:2016
sku	1540150
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Pièce
Type de dispenser	Distributeur gants