

1540150 - Distributeur mural pour 3 boîtes de gants - 1 pc



Déscription

Support mural de haute qualité pour un rangement idéal et pratique des boîtes à gants et pour un retrait facile des gants. Peut contenir 3 boîtes.

Spécifications

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Marque | Maimed |
| Dimensions du produit | L 24.6 cm, H 41 cm |
| Profondeur du produit | 8.1 cm |
| Nombre de boîtes | 3 |
| Composition | Résine acrylique |
| Normes | ISO 13485:2016 |
| Couleur | Transparent |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de dispenser | Distributeur gants |