

1007791 - Dauerbinde® K - bande à allongement long - 8 cm x 7 m - 1 pc



Déscription

Dauerbinde® K est un bande à allongement long et bien ajustable, tel est la caractéristique des Dauerbinde® K & F. Les deux sont utilisés comme bandes de soutien et de soulagement sur les ligaments et articulations. Compte tenu de la pression élevée au repos, il convient de retirer le bandage à allongement long la nuit et lorsque le patient est au repos. Sa manipulation simple permet également la pose de la Dauerbinde par des utilisateurs moins aguerris à la technique de bandage. Les bandes épousent bien la partie du corps concernée, sont lavables et faciles à entretenir. Convient à utiliser pour soutenir et soulager le système musculo-squelettique, la fixation de pansements, l'immobilisation de membres du corps, la réduction des hématomes et pour la compression médicale dans le cas de bandages pour les doigts ou pour les orteils.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	58 % coton, 24 % polyamide, 8 % élasthanne, 10 % viscose
Stérile	Non
Auto-adhésif	Non
sku	1007791
Couleur	crème
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Taille	8 cm x 7 m
Type d'emballage	Pièce