

1550253 - Linido appui mural droit - ergogrip 80 cm - anthracite - 1 pc



Déscription

Pendant l'utilisation, la main semble souvent glisser vers le coin du support. Pour pouvoir tenir l'orthèse confortablement ici aussi, notre orthèse murale a un angle de courbure de 60°. Cette flexion favorise une position naturelle de la main et du poignet, évitant une charge incorrecte et d'éventuelles douleurs.

L'espace libre de 75 mm entre le tube et la paroi offre une liberté de mouvement suffisante pour la main, de sorte que l'attelle peut être facilement saisie sans que les doigts ne se pincent ou ne s'écorchent.

Il est agréable lorsqu'un support mural est constitué d'une seule longueur, dans la mesure du possible, afin que la main puisse glisser avec lui lors des déplacements ou des changements de position. C'est pourquoi les barres murales Ergogrip sont disponibles en différentes longueurs et versions : droites de 200 mm à 1400 mm, coudées à 45° ou 90° et comme barre murale d'angle. Il existe donc une solution adaptée à chaque situation.

La barre murale Ergogrip est facile à monter. Après le montage, les points de fixation sont recouverts de couvercles en plastique. La surface de la bride murale assure une bonne répartition de la charge, ce qui est bénéfique tant pour le mur sous-jacent (carrelé) que pour la perception de l'utilisateur.

Les supports muraux peuvent être combinés avec divers accessoires tels que notre support de pomme de douche à commande unique ou un porte-rouleau de papier toilette.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2611.0801-11
Angle de pliage de 60°	Oui
sku	1550253
Appui mural	800 mm
Catégorie supports muraux	Appuis mureaux droits
Couleur	Anthracite
Matériel	Acier époxyé
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce