

1610716 - Easyspot Hybrid Micromanipulator



Déscription

Le micromanipulateur hybride EasySpot réduit la tache laser à de petites dimensions microscopiques, ce qui en fait un instrument adapté pour les opérations sur des champs chirurgicaux étroits.

Il s'agit d'un micromanipulateur innovant pour la microchirurgie, combinant de manière unique des lentilles et des miroirs holographiques - une technologie hybride et une optique laser de pointe.

Ce micromanipulateur est applicable pour les opérations gynécologiques et ORL.

Spécifications

| | |
|-------------------------|---------|
| Marque | jena |
| sku | 1610716 |
| Type d'emballage | Pièce |