

1546313 - Linido appui courbé horizontal - 600 x 600 mm - inox poli/blanc - 1 pc



Déscription

Support mural qui peut être monté contre 2 murs, avec le set LI2807.000, en combinaison avec le contre plaque LI0126.503 en cas de doute sur la solidité du mur. Idéal pour combiner avec notre support vertical LI2611.018 ou LI261.019 et le support de pommeau de douche LI2630.200.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2611.0152-00
sku	1546313
Catégorie supports muraux	Appuis mureaux courbés
Matériel	Inox pli
Taille	600 x 600 mm
Type d'emballage	Pièce