

1620123 - Accoudoir réglable pour prélèvement sanguin - noir - 1 pc



Déscription

Le support pour bras et jambes sur roulettes est livré avec un coussin doux et lavable ainsi qu'un cadre chromé à 5 pieds (2 roulettes sont verrouillables et 3 sont antistatiques).

Le support est inclinable et réglable en hauteur de 680 mm à 880 mm. Il offre des propriétés hygiéniques optimales (nettoyage avec des lingettes désinfectantes) et est très simple et rapide à assembler grâce à un système de glissement avec une seule fixation par vis.

Spécifications

Marque	Wesseling
Composition	Mousse PU, acier chromé
sku	1620123
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Accoudoirs	Qui
Couleur	Noir
Nombre de parties	1-partie
Poids maximal de l'adulte	15 kg
Réglage de la hauteur	Hydraulique
Type d'emballage	Pièce