

## 1550285 - Linido chaise douche roulante - haute de siège 540 mm - blanc - 1 pc



### Déscription

La chaise de douche mobile de Linido avec rembourrage HT est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou se lave au lavabo. La chaise de douche offre un support stable aux utilisateurs moins actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Ces utilisateurs moins actifs ont besoin de plus de soutien et d'assistance lors du passage de la position assise à la position debout.

- Siège et dossier confortables
- Accoudoirs solides et pratiques
- Roulettes durables avec double frein
- Convivialité du site
- Stable et sûr, support confortable

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2140.0001-02
<b>Composition</b>	Acier inoxydable et mousse polyuréthane
<b>Roues</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>sku</b>	1550285
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Dossier</b>	Oui
<b>Catégorie toilette ou douche</b>	Chaise de douche roulante
<b>Nombre de freins</b>	4 freins
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce