

**1543209 - Sonde vésicale - PVC - usage unique - 18 cm - Ch 18 -  
rouge - stérile - 1 x 100 pcs**



## Déscription

La sonde en PVC Dahlhausen est une sonde urinaire pour un sondage ponctuel. La sonde est droite, fermée distalement avec 2 yeux latérales. La sonde est dotée d'un raccord en entonnoir avec un code couleur international.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Composition</b>	PVC : chlorure de polyvinyle
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Longueur de la sonde</b>	18 cm
<b>sku</b>	1543209
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 18
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Sex</b>	Femmes
<b>Type d'emballage</b>	Boîte