

## 1106416 - Chariot combiné pour déchets avec commande par pédale, linge sale et propre, à 2 supports pour sac a linge - 1 pc



### Déscription

Une combinaison de WASTY, de porte-sacs ISEO et d'un porte-linge en acier inoxydable. Très pratique et facile à désinfecter. Les sacs de collecte du linge sale sont clairement séparés de l'étagère à linge propre. Les porte-sacs sont dotés d'un système d'ouverture à pédale.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | France Hopital               |
| <b>Dimensions du produit</b>     | L 58 cm, H 110 cm            |
| <b>sku</b>                       | 1106416                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |