

1106416 - Chariot combiné pour déchets avec commande par pédale, linge sale et propre, à 2 supports pour sac a linge - 1 pc



Déscription

Une combinaison de WASTY, de porte-sacs ISEO et d'un porte-linge en acier inoxydable. Très pratique et facile à désinfecter. Les sacs de collecte du linge sale sont clairement séparés de l'étagère à linge propre. Les porte-sacs sont dotés d'un système d'ouverture à pédale.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 58 cm, H 110 cm
sku	1106416
Produits similaires	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce