

## 1104621 - Tensoplus® - bande cohésive - 8 cm x 6,6 m - 1 pc



### Déscription

Bandage de soutien ferme et cohésif en coton et viscose avec un adhésif cohésif. Le windel offre un soutien en cas de blessures aiguës, aide à prévenir l'œdème, aide en cas de foulures et d'entorses. Mais aussi en phlébologie, thrombophlébite et post-sclérose.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BSN
<b>Composition</b>	Coton, viscose et des fils élastiques enduits d'une émulsion cohésive
<b>Auto-adhésif</b>	Oui
<b>sku</b>	1104621
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	8 cm x 6,6 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce