

## 1105939 - Tork Premium chiffon spécialisé W8 - vert - 30 x 38 cm - 8 x 40 feuilles - 1 pc



### Déscription

Un chiffon de nettoyage résistant et absorbant qui peut être utilisé de manière répétée sans se déchirer. Il est disponible en deux coloris pour éviter les risques de contamination croisée.

## Spécifications

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Marque</b>           | Tork                       |
| <b>Composition</b>      | Fibres de viscose, polyètr |
| <b>Largeur pliée</b>    | 16 cm                      |
| <b>Longueur pliée</b>   | 19.3 cm                    |
| <b>Largeur dépliée</b>  | 30 cm                      |
| <b>sku</b>              | 1105939                    |
| <b>Couches</b>          | 1 couche                   |
| <b>Couleur</b>          | Vert                       |
| <b>Type d'emballage</b> | Boîte                      |