

1105939 - Tork Premium chiffon spécialisé W8 - vert - 30 x 38 cm - 8 x 40 feuilles - 1 pc



Déscription

Un chiffon de nettoyage résistant et absorbant qui peut être utilisé de manière répétée sans se déchirer. Il est disponible en deux coloris pour éviter les risques de contamination croisée.

Spécifications

Marque	Tork
Composition	Fibres de viscose, polyètre
Largeur pliée	16 cm
Longueur pliée	19.3 cm
Largeur dépliée	30 cm
sku	1105939
Couches	1 couche
Couleur	Vert
Type d'emballage	Boîte