

**1549388 - Gands - Nitril MAX - non stérile - L - 8 x 50 pc**



## Déscription

Purple Nitrile MAX, est le gant d'examen en Nitrile violet extralong de la gamme Halyard. Le gant a une longueur de 400 mm. Le gant MAX en Nitrile violet est durable, facile à enfiler et à enlever et ne contient pas de poudre comme tous les gants d'examen Halyard.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Halyard
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	Nitrile
<b>Poudré</b>	Non
<b>Longueur de la manchette</b>	400 mm
<b>sku</b>	1549388
<b>Couleur</b>	Pourpre
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Stérile</b>	Non
<b>Taille</b>	Large
<b>Type d'emballage</b>	Carton