

1543995 - Renol ceinture abdominale sécurisée renforcée confort pour le lit - s/m - 1 pc



Déscription

Le système Roll Belt allie un positionnement optimal en toute sécurité avec un maintien ferme mais offre un confort inégalable et respectueux de la personne immobilisée. Ce dispositif de contention laisse au patient une large liberté de mouvement tout en l'empêchant de chuter ou de se relever précipitamment.

Le système présente une grande variété d'utilisation grâce aux accessoires complémentaires à agencer entre eux ou à employer indépendamment les uns des autres : l'ensemble est entièrement modulaire en fonction des besoins du patient. L'immobilisation peut ainsi être partielle ou totale ; elle se basera sur l'évaluation, faite par le personnel soignant, de la pertinence de la contention. Renforcements épaules, poignets... permet d'accroître l'immobilisation.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFB09315
Options nécessaires	3 sloten + 1 sleutel
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543995
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	18 cm
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	S/M
Taille de fixation	L
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au lit/brancard