

1603846 - BD™ Whitacre - aiguilles pour anesthésie spinale - 25G x 3 1/2"- bleu - 25 pcs



Déscription

Les aiguilles de rachianesthésie BD™ Whitacre émettent un clic clair lorsque l'aiguille est insérée dans la peau. Le risque de PDPH est ainsi réduit par rapport aux aiguilles ayant un diamètre plus important et une pointe coupante.

Les moyeux transparents favorisent la capacité des anesthésistes à visualiser le LCR pour un placement correct de l'aiguille.



Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	402050
sku	1603846
Stérile	Oui
Couleur	Bleu
Dimensions	25G x 3 1/2"
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte