

1102764 - Panier Elma pour nettoyage à ultrason type Elma Med (S)30 - 1 pc



Déscription

Le panier de nettoyage Elma sert à nettoyer une grande variété de pièces dans le nettoyeur à ultrasons Elmasonic Med. L'avantage de ce panier est qu'il évite le contact direct entre l'utilisateur et les produits chimiques de nettoyage. Ce panier de nettoyage Elma est uniquement compatible avec le nettoyeur à ultrasons Elmasonic Med 30.

Spécifications

Marque	Elma Sonic
sku	1102764
Type d'emballage	Pièce