

## 1100912 - WelchAllyn jeu de 4 spéculums réutilisables wa 241 x 400 - 2,4 - 3 - 4 - 5 mm - 1 pc



## **Déscription**

Ces spéculums en plastique pour otoscope sont particulièrement adaptés à l'otoscope Macroview et à l'otoscope Pocket de Welch Allyn. Le set se compose de 4 embouts réutilisables avec des diamètres de 2,5, 3, 4 et 5 mm. Les spéculums pour otoscope Welch Allyn sont emballés par 4 pièces dans un sachet. Ils sont nettoyables en autoclave.

## **Spécifications**

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	Otoscope WelchAllyn Macroview type WA 23810; Otoscope WelchAllyn Macroview type WA 23820; Otoscope WelchAllyn Macroview Basic, Otoscope WelchAllyn Macroview Plus, Otoscope WelchAllyn type WA 20000
sku	1100912
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Set
type de spéculum	Spéculums réutilisables