

## 1100912 - WelchAllyn jeu de 4 spéculums réutilisables wa 241 x 400 - 2,4 - 3 - 4 - 5 mm - 1 pc



### Déscription

Ces spéculums en plastique pour otoscope sont particulièrement adaptés à l'otoscope Macroview et à l'otoscope Pocket de Welch Allyn. Le set se compose de 4 embouts réutilisables avec des diamètres de 2,5, 3, 4 et 5 mm. Les spéculums pour otoscope Welch Allyn sont emballés par 4 pièces dans un sachet. Ils sont nettoyyables en autoclave.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Compatible avec</b>	Otoscope WelchAllyn Macroview type WA 23810; Otoscope WelchAllyn Macroview type WA 23820; Otoscope WelchAllyn Macroview Basic, Otoscope WelchAllyn Macroview Plus, Otoscope WelchAllyn type WA 20000
<b>sku</b>	1100912
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Set
<b>type de spéculum</b>	Spéculums réutilisables