

## 1546378 - Linido pied support appui rabattable - acier époxyé - blanc - 1 pc



### Déscription

Pied support appui rabattable pour console pliante, composé d'un pied auxiliaire réglable, d'une entretoise et d'un bloc de serrage. Réglable en hauteur en continu, peut également être monté ultérieurement sur la console pliante LI2603.3xx, ne s'applique pas à la console pliante LI2603.350, une charge maximale 150 kg.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2614.3001-02
<b>sku</b>	1546378
<b>Catégorie appuis pour toilette</b>	Accessoires pour appui toilette
<b>Type d'emballage</b>	Pièce