

1577164 - PiezoWave 2 Touch - "Basic 3" - Incl. pièce à main F7 G3 incl. chariot



Déscription

La nouvelle génération d'ondes de choc piézoélectriques focalisées de **Elvation**. La **Piezowave²** est disponible avec 2 types d'embouts focaux, à savoir l'onde de choc focalisée en point et l'onde de choc focalisée en ligne. Grâce à ses caractéristiques uniques et sa longue durée de vie, les appareils ESWT piézoélectriques focaux figurent parmi les systèmes d'ondes de choc les plus vendus dans le monde.

La technologie des ondes de choc piézoélectriques utilise des pads en gel qui, en contact avec les tissus du patient, garantissent une transmission efficace et une détermination précise de la profondeur de la thérapie par ondes de choc. Ces pads en gel sont montés comme intermédiaires sur les embouts et permettent d'ajuster la profondeur par paliers de 5 mm ou 10 mm.

Avantages :

- 2 types d'embouts, pour chaque domaine d'application possible : Focal & Linéaire
- Pads en gel pour déterminer la profondeur de pénétration correcte
- Coût d'entretien exceptionnellement bas et longue durée de vie
- Système Plug&Play avec reconnaissance automatique de l'embout
- Réduction de la douleur pendant le traitement grâce à la technologie
- Facile à utiliser et à contrôler. Via l'application (iPad), vous pouvez consulter les protocoles et les fiches patients.
- Garantie de 5.000.000 de chocs
- Faibles coûts d'entretien

Caractéristiques :

- **The Elevation HUB** : Support de sélection des paramètres avec accès aux réglages actuels et aux informations d'application, disponible partout et à tout moment.
- **Support tablette double vue** : Permet d'utiliser un iPad tout en traitant les patients simultanément.
- **Mode T** : Concept de traitement innovant avec différentes fréquences, breveté par Richard Wolf.
- **Support intégré pour la source de thérapie.**
- **Connecteur HV de haute qualité** : Plug-and-play avec reconnaissance automatique de la source de thérapie.
- **Générateur haute tension optimisé** : Assure une fréquence/énergie stable et fonctionne silencieusement en mode veille.
- **Écran inclinable** : Facilement lisible en position debout ou assise.
- **Rail pour mobilité et suspension de draps en papier.**
- **Compartiment inclinable pour gel** : Accès facile aux flacons de gel.
- **Support de rangement avec fixation** : Pour différents pads en gel.
- **Grandes roues souples avec protection ESD** (décharge électrostatique).
- Retour sur investissement garanti

Embout fourni : Therapy Source F7 G3

Le **Therapy Source F7 G3** est une tête de traitement compacte et facile à utiliser, conçue pour une thérapie précise et efficace des douleurs superficielles. Grâce à sa petite et précise zone focale, cet appareil est particulièrement adapté à la **localisation et au traitement des points douloureux**, avec une **profondeur de pénétration de 30 mm** au centre focal.

Cette source de thérapie est idéale pour les applications en **thérapie musculosquelettique (MSK)**, notamment pour le traitement des **structures myofasciales proches de la surface de la peau**, comme dans les tendinopathies ou les points trigger au niveau de l'épaule et du bras. De plus, le F7G3 offre une solution efficace en **urologie**, spécifiquement pour le traitement de la **maladie de La Peyronie**.

Avec une densité de flux d'énergie maximale (EFD) de **0,4 mJ/mm²**, le F7G3 fournit une thérapie sûre et ciblée, idéale pour les médecins généralistes, les physiothérapeutes, les centres de rééducation et les hôpitaux qui recherchent une haute précision dans le traitement de la douleur.

Spécifications

Marque	Elvation
sku	1577164
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce