

**1100647 - Gobelet 805 - avec graduations - orange transparent -
250 ml - 1 pc**



Déscription

Le gobelet est simple et pourtant de qualité. Il est souvent utilisé dans les institutions. Il est pourvu de graduations aidant ainsi le personnel soignant à faire un bilan du liquide absorbé. L'extérieur est légèrement antidérapant. Disponible en différentes couleurs attractives.

Spécifications

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Non
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Oui
sku	1100647
Contenu	250 ml
Couleur	Orange transparent
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce