

## 1100647 - Gobelet 805 - avec graduations - orange transparent - 250 ml - 1 pc



### Déscription

Le gobelet est simple et pourtant de qualité. Il est souvent utilisé dans les institutions. Il est pourvu de graduations aidant ainsi le personnel soignant à faire un bilan du liquide absorbé. L'extérieur est légèrement antidérapant. Disponible en différentes couleurs attractives.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>sku</b>	1100647
<b>Contenu</b>	250 ml
<b>Couleur</b>	Orange transparent
<b>Type d'emballage</b>	Pièce