

1545154 - Gants de toilette - 15,5 x 23 cm - 28 x 50 pcs



Déscription

Gant de toilette non tissé laminé 2 plis pour les soins aux patients en tissu airlaid et film PE. Le papier Airlaid est fabriqué à partir de pulpe TCP, la pâte est blanchie sans utiliser de chlore ou de composés chlorés.

Spécifications

Dimensions du produit	L 15.5 cm, L 23 cm
Composition	Airlaid 50 g/m ² , film polyéthylène: 0,014 mm
Normes	ISO 13485: 2016
sku	1545154
	Non
Lavable/Disposable	Jetable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	15,5 x 23 cm
Type d'emballage	Boîte