

## 1576550 - COMPASS 540 - Leg Extension/Curl



## **Déscription**

Entraînement de la force musculaire des jambes avec un poids d'entraînement de 0 à 80 kg par paliers de 5 kg. Il est possible de régler la longueur du bras de levier et la profondeur de l'assise. Convient aux personnes pesant jusqu'à 250 kg.

## **Spécifications**

Marque	Proxomed
sku	1576550
Modèle	Leg Extension/Curl
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce