

1571985 - Pèse-bébé digitale BY90 - bluetooth - 1 pc



Déscription

Avec le pèse-bébé BY 90 de Beurer, vous pouvez surveiller de près le poids de votre tout-petit. Dans l'application "beurer BabyCare" correspondante, vous avez toutes les données dans un aperçu pratique. Grâce à la fonction Hold, la pesée est facile même pour les bébés qui se tortillent. Fonction de maintien automatique et manuel pour enregistrer le poids de bébé. La balance dispose d'une surface de pesée incurvée, d'une technologie d'allumage : bouton-poussoir, 10 emplacements de mémoire.

- Réglable entre kh/lb/oz
- pieds en caoutchouc antidérapants
- Arrêt automatique
- Capacité de charge maximale : 20 kg
- App "Beurer Babycare" téléchargement gratuit

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Mémoire	Oui
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Oui
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Poids max.	20 kg
sku	1571985
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	5 g
Réglementation Européenne	2014/53/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques