

1624641 - HEINE visionPRO Mac 2 - Usage Unique - Lame de laryngoscope - 50 pcs



Déscription

Les lames jetables HEINE visionPRO Macintosh sont les **premières lames de laryngoscope jetables au monde fabriquées à partir de matériaux recyclés**. Pour leur production, des composants issus de réfrigérateurs hors d'usage sont soigneusement recyclés. Ce procédé innovant permet d'économiser environ **200 tonnes d'émissions de CO₂ par an** – une étape importante vers une technologie médicale durable.

De plus, les lames sont équipées du système unique **HEINE FixLock**, qui garantit une **fixation stable et sécurisée** lors des procédures d'intubation. Ce design ingénieux est désormais protégé par plusieurs droits de propriété industrielle nationaux et internationaux.

Caractéristiques principales

- **Première mondiale** : premières lames de laryngoscope fabriquées à partir de **matériaux recyclés**
- **Écologique** : économise environ **200 tonnes de CO₂ par an**
- **Système HEINE FixLock** : fixation stable et sécurisée de la lame
- **Design jetable** : évite la contamination croisée et augmente la sécurité du patient
- **Design intelligent** : récompensé par plusieurs droits de propriété industrielle
- **Compatible avec les systèmes HEINE visionPRO**

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Heine |
| SKU leverancier | HEINF-000.22.252 |
| | Non |
| sku | 1624641 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | 2 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Type de lame | Mac |