

1022880 - Chariot à ligne fermé - 1 pc



Déscription

Une combinaison de porte-sacs ISEO et d'une armoire en acier inoxydable. Les couvercles des porte-sacs sont ouverts manuellement. Les sacs de collecte du linge sale sont séparés des casiers à linge propre par une armoire en acier inoxydable. Le profilé de sécurité sur son plafond fait également office de poignée de poussée.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 68 cm, H 113 cm
Profondeur du produit	100 cm
sku	1022880
Compartiment gauche	Fermé avec porte
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce