

1543467 - Balance digitale en verre GS14 - 150 kg - 1 pc



Déscription

La balance en verre de sécurité séduit par son design élégant. Avec écran LCD, technologie de mise en marche (démarrage rapide), arrêt automatique après une longue période d'inactivité et indicateur de surcharge.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Code CNK	CNK 3058-922
Calibré	Non
Poids max.	150 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bebat	0.05 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543467
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques