

1104427 - WelchAllyn brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - enfants - 1 pc



Déscription

Brassard velcro avec 1 tuyau pour les enfants à utiliser avec les tensiomètres 54, 55, 56, 65, 66.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Compatible avec	WelchAllyn DS54; WelchAllyn DS55; WelchAllyn DS58; WelchAllyn DS65; WelchAllyn DS66
Portée du brassard	14 - 21 cm
sku	1104427
Groupe cible	Enfants
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	S
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro