

## 1544911 - Chariot combiné pour linge propre sale "Wasty" avec pédale - 1670 x 580 x 1100 mm - 1 pc



### Déscription

Iseo Trio CBPPW est un chariot en acier inoxydable qui est très pratique et facile à désinfecter. En combinaison avec les porte-sacs Wasty avec pédale, les sacs de linge sale sont séparés du linge propre par une paroi en acier inoxydable avec une découpe au laser très élégante.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 110 cm, H 167 cm
<b>Profondeur du produit</b>	58 cm
<b>sku</b>	1544911
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce