

1544911 - Chariot combiné pour linge propre sale "Wasty" avec pédale - 1670 x 580 x 1100 mm - 1 pc



Déscription

Iseo Trio CBPPW est un chariot en acier inoxydable qui est très pratique et facile à désinfecter. En combinaison avec les porte-sacs Wasty avec pédale, les sacs de linge sale sont séparés du linge propre par une paroi en acier inoxydable avec une découpe au laser très élégante.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 110 cm, H 167 cm
Profondeur du produit	58 cm
sku	1544911
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce